


VITA MFT

Multi Functional Teeth

Карта форм пластмассовых зубов



Определение цвета VITA

Задание по цветовому исполнению VITA

Воспроизведение цвета VITA

Контроль воспроизведения цвета VITA

Дата выпуска: 05.12



ООО «Эс Джи Эйч»

119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 24, оф. 3

Тел.: 8 (499) 400-32-42


e-mail: info_sgh@mail.ru

web: www.sgh-group.ru


VITA shade, VITA made.

VITA

Предлагается в цветах VITA SYSTEM 3D-MASTER
и VITA classical A–D



Овальные



Треугольные

040



T41



044



T43



049




T46



T49



Все размеры в мм



VITA MFT - новые горизонты эстетики


Естественная анатомия фронтальных зубов VITA MFT, где проксимальные контакты в области инцизальной трети слегка смещены в палатинальном направлении, обеспечивает свободную и гармоничную постановку.

Анатомически верный лабиальный изгиб позволяет физиологично расположить зуб, причем умеренно расширенные шейки зубов гармонично сочетаются с исполнением сосочков в соответствии с возрастными анатомическими признаками.



ООО «Эс Джи Эйч»

119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 24, оф. 3
Тел.: 8 (499) 400-32-42
e-mail: info_sgh@mail.ru
web: www.sgh-group.ru



Прямоугольные


R42



L33



R45




L34



R47



L37



Квадратные

L37LN



S47



L40



S50*



Форма **L37LN** (Long Neck – длинная шейка) была разработана специально для воспроизведения пародонтальных признаков, которые встречаются, например, при частичном протезировании.



ООО «Эс Джи Эйч»

119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 24, оф. 3

Тел.: 8 (499) 400-32-42

e-mail: info_sgh@mail.ru

web: www.sgh-group.ru

PU29 – PL29



PU31 – PL31



PU33 – PL33



- новая простота постановки

Исполнение жевательных поверхностей зубов VITA MFT основывается на инновационном принципе окклюзии "easy-centric", что способствует профессиональной и рациональной постановке, обеспечивающей высокое качество во благо пациента.



Nr.		Nr.		
	mm		Nr.	mm
O40	40.0	L33	PU29	PL29
		32.6	28.8	29.6
O44	43.9	L34	PU29	PL29
		34.0	28.8	29.6
O49	49.2	L40	PU33	PL33
		39.5	33.0	33.6
T41	40.5	L33	PU29	PL29
		32.6	28.8	29.6
T43	43.3	L34	PU31	PL31
		34.0	30.6	31.1
T46	46.1	L37	PU31	PL31
		36.8	30.6	31.1
T49	48.8	L40	PU33	PL33
		39.5	33.0	33.6
R42	42.1	L34	PU29	PL29
		34.0	28.8	29.6
R45	44.5	L37	PU31	PL31
		36.8	30.6	31.1
R47	46.6	L37	PU33	PL33
		36.8	33.0	33.6
S47	46.8	L40	PU33	PL33
		39.5	33.0	33.6
S50	49.7	L40	PU33	PL33
		39.5	33.0	33.6



VITA MFT – Anteriores и Posteriores

Весь спектр показаний представлен в компактном ассортименте VITA MFT. Строгая и гармоничная компоновка форм и цветов обеспечивает высокую экономичность.

Многофункциональный зуб VITA MFT подходит для :

- полного протезирования
- имплантологии
- телескопических и конусных конструкций
- замковых конструкций
- бюгельных протезов
- временных реставраций

Выбор цветов VITA MFT охватывает

- 11 ходовых цветов VITA SYSTEM 3D-MASTER

VITA SYSTEM 3D-MASTER										
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L1.5	3L2.5	3M2	3R2.5	4L1.5	4M2	5M1
~B1	~B2	~A2	~C2 ~D4	~B3	~A3.5	~A4	~C4			

- 13 цветов VITA classical A–D

VITA classical A–D												
A1	~A2	A3	~A3.5	~A4	~B1	~B2	~B3	~C2	~C4	D3	~D4	
	2M2		3R2.5	4M2	1M1	2L1.5	3L2.5	3L1.5		5M1		3L2.5



ООО «Эс Джи Эйч»


119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 24, оф. 3

Тел.: 8 (499) 400-32-42

e-mail: info_sgh@mail.ru

web: www.sgh-group.ru

С помощью уникальной цветовой системы VITA SYSTEM 3D-MASTER все цвета естественных зубов систематизировано определяются и точно воспроизводятся.



Внимание: Наши продукты следует использовать согласно инструкциям. Мы не несем ответственности за дефекты, обусловленные неправильным применением. Пользователь обязан перед использованием продукта удостовериться в целесообразности его применения. Наша ответственность исключается, если продукт был использован не по назначению или в недопустимом сочетании с материалами и приборами других производителей. В остальном наша ответственность за достоверность данных сведений является юридически независимой, и в каждом отдельном случае ограничивается стоимостью поставленного согласно счету товара без налогов. Прежде всего, мы не несем ответственности в допустимых законом пределах за неполученную прибыль, за опосредованный ущерб, за последствия или претензии третьих лиц по отношению к покупателю. Все претензии на возмещение ущерба (вина при заключении договора, при нарушении договора, неразрешенные действия и т.п.) принимаются только, если имели место умысел или грубая халатность.

Дата выхода данной брошюры: 05.12

Фирма VITA сертифицирована как производитель медицинской продукции, и данный вид ее продукции имеет маркировку CE 0124 : VITA MFT

US 5498157 A · AU 659964 B2 · EP 0591958 B1

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com



ООО «Эс Жи Эйч»
119454, г. Москва, проспект Вернадского, д. 24, оф. 3
Тел.: 8 (499) 400-32-42
e-mail: info_sgh@mail.ru
web: www.sgh-group.ru